

Premiers secours



Les +

Facilité d'usage
Sécurité : dispositif médical

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60111	200 ml		10

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

200 ml pH Neutral Plum - solution neutralisante
Solution de tampon phosphate stérile (4,9 %) neutralisant acides et bases. Ramène très rapidement le pH de l'œil à une valeur normale de 7,4.

Flacon 200 ml équipé d'une œillère ergonomique (à présent livré sans capuchon).

Flacon 200 ml à utiliser individuellement ou en tant que recharge sur des stations et coffrets de lavage oculaires.

Temps de rinçage : 2 min

SECTEURS

Exploitation minière

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries chimique et
pharmaceutique

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Premiers secours	Couleur 2	Bleu
Poids	200 g		
Dimensions	165 x 55 mm		
Couleur	Blanc		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DGM-272

Délivré par Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark



DIRECTIVE 93/42/EEC ON
MEDICAL