

### Premiers secours



### Les +

Facilité d'utilisation  
Sécurité : dispositif médical

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60116			6

### DESCRIPTION

500 ml pH Neutre DUO  
Flacon 500 ml DUO Solution stérile neutralisante de tampon phosphate (4,9 %) – accidents impliquant des produits chimiques acides et basiques  
Solution de tampon phosphate stérile (4,9 %) neutralisant acides et bases. Ramène très rapidement le pH de l'œil à une valeur normale de 7,4.  
Flacon 500 ml DUO équipé d'une double œillère pour rincer simultanément les deux yeux.  
Flacon 500 ml DUO à utiliser individuellement ou en tant que recharge de coffrets de lavage oculaires.  
Temps de rinçage : env. 2 min

### SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Couleur 2</b>	Bleu
<b>Dimensions</b>	220 x 75 mm

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DGM-272**

Délivrée par Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark



**DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL**

TAMPON DISTRIBUTEUR