

### Premiers secours



### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60120	500ml		1

### DESCRIPTION

Station de lavage oculaire Plum  
Station murale ouverte avec 2 flacons lave-œil Plum 500 ml. Convient aux espaces de travail non poussiéreux, qui présentent un risque de pénétration de corps étrangers dans les yeux.  
Solution saline stérile de chlorure de sodium (0,9 %) en cas de projection de particules solides (poussières, copeaux, éclats de métal...) ou liquides (produits chimiques tels que huiles ou solvants).  
Dimensions : L 290 x l 228 x H 80 mm  
Temps de rinçage : env. 10 min

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions** 60 x 230 x 290 mm

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DGM-272**

Délivrée par Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark



**DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL**

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021